

产品包	产品名称	方法学	规格	单位	使用科室	功能描述、用途、要求	配备设备
1	细胞保存液	/	全规格	人份	病理科	用于宫颈癌筛查	配套设备：细胞DNA倍体分析系统、液基薄层细胞制片机、染色机、可调式混匀仪A、可调式混匀仪B、医用离心机，各1台，
	细胞DNA染色液	/	全规格	人份			
2	淋巴细胞亚群检测试剂盒	/	四色，CD3-FITC，CD4-APC，CD8-PE，CD45-PerCP-cy5.5	人份	检验科-血液组	T淋巴细胞亚群检测是一种用于评估人体免疫系统功能和状态的检测方法。它通过对T淋巴细胞的不同亚群进行计数和分析，帮助医生了解身体的免疫反应和抵抗力情况	流式细胞仪，1台，
	淋巴细胞亚群检测试剂盒	/	六色，CD3-FITC，CD4-PE-cy7，CD8-APC-cy7，CD45-CD19-APC，CD16+CD56-PE	人份		TBNK淋巴细胞亚群检测可以通过测定T细胞、B细胞和NK细胞的相关指标，用于评估免疫功能是否处于平衡状态，对于恶性肿瘤、遗传性免疫缺陷、重症病毒感染、自身免疫病等疾病的诊断、观察和预后判断具有重要意义	
	CD14检测试剂-FITC	/	全规格	人份		CD64 指数评估机体是否发生感染、感染的类型以及感染的严重程度。	
	CD64检测试剂-PE	/	全规格	人份			
	白细胞分化抗原CD45检测试剂盒-PE-Cy7	/	全规格	人份			
	白细胞分化抗原HLA-DR检测试剂-APC	/	全规格	人份		调节性T细胞（Treg）检测可评估机体的免疫功能状态。Treg与肿瘤患者病程进展、临床病理和预后显著相关，可通过Treg评估肿瘤患者疾病进展以及治疗情况。Treg检测可判断自身免疫性疾病的活动性及病情进展情况，有效指导患者靶向治疗方案，同时监测治疗后免疫系统恢复情况。	
	白细胞分化抗原CD127-PE	/	全规格	人份			
	白细胞分化抗原CD25-PE-Cy7	/	全规格	人份			
	白细胞分化抗原CD3-FITC	/	全规格	人份			
	白细胞分化抗原CD4-APC	/	全规格	人份			
	白细胞分化抗原CD45-Percp	/	全规格	人份			

	细胞因子联合检测试剂盒 -六联检	/	全规格	人份	本试剂盒通过检测血清或血浆中、IL-2、IL-6、IL-8、IL-10、IFN- γ 、TNF- α 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	溶血素	/	全规格	mL	用于溶血
	绝对计数微球	/	全规格	人份	本产品与流式抗体（荧光标记的单克隆抗体）及流式细胞仪配套使用，用于血液中T淋巴细胞亚群的绝对计数。
	CytoFLEX 日常质控荧光微球	/	全规格	ml	可对光路进行校准，校准不同检测通道的灵敏度和线性范围，验证补偿矩阵的准确性，检测激光稳定性
	血细胞分析用鞘液	/	全规格	L	通过鞘液的层流作用包裹样本液使细胞在流动室中成单细胞排列，维持细胞生理状态避免机械损伤。
	流式细胞仪清洗液	/	全规格	L	可对液流系统各管路进行清洗，维持管路清洁